

**Assista-Rail™**

AST-S  
(DC111 - RevE)

[healthcraftproducts.com](http://healthcraftproducts.com)

## **WARNING FOR BED SAFETY**

### **WARNING**

#### **ENTRAPMENT HAZARD**

There is a risk of entrapment associated with all bedside mobility aids. Entrapment occurs when an individual becomes wedged between a bed rail and another object (example: mattress). Entrapment can result in serious injury and death. Read and understand the enclosed Entrapment Prevention Guidelines document. See the additional Entrapment Prevention Guidelines:

- [www.fda.gov/bedsafety](http://www.fda.gov/bedsafety)
- <https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/furniture-furnishings-and-decorations/adult-bed-rails>


**PRIOR TO INSTALLATION**, review all of the product specifications and instructions to ensure that it is safe to use with your bed and mattress.

(a) This product is equipped with a permanently attached safety strap to securely install the product to a metal bed frame. **NEVER** remove this safety strap.

(b) This product is intended to be installed to a metal bed frame. Never use this product without a bedframe. Never use this product on adjustable beds.

(c) **PRIOR TO EVERY USE**, ensure there is no gap between the product and the side of the mattress. If there is a gap, the product was improperly installed. **Stop using immediately if product shifts from its original position, if product is damaged, broken or missing parts.**

(d) Increase risk of entrapment when using bed rails with a soft mattress. Test mattress by applying 12lbs (5.4kg) of weight on the edge of the mattress. If the mattress can compress by 2" (51cm), do not use this product.



(e) If product is used in a care facility, follow the installations policies of the institutions. If this product does not comply with those policies, do not install this product.

(f) When changing bed linens, always confirm that product is installed correctly as per installation instructions. Re-tighten the safety strap to eliminate a gap between product and side of mattress.

For questions about product safety or installation, or in case of a serious event with this product, contact HealthCraft at 1-888-619-9992 immediately. In addition to contacting the manufacturer directly, consumers should report problems to the CPSC at this website: <https://www.saferproducts.gov/> or call 1-800-638-2772, or to the FDA at 1-800-332-1088.

### **WARNING**

#### **ENTRAPMENT HAZARD**

**NEVER** use product without properly securing it to bed. Incorrect installation can allow product to move away from mattress, bed frame and/or head or foot boards, which can lead to entrapment and death.

### **WARNING**

#### **SUFFOCATION, STRANGULATION, ENTRAPMENT HAZARD**

If product is installed incorrectly or moves from its initial position gaps can occur which can entrap and cause fatality. People with Alzheimer's disease, dementia or other neurological conditions, or those who are sedated, confused, or frail, are at increased risk of entrapment, suffocation and strangulation.

- **NEVER** use unless product is tight against mattress, without gaps, and at least 12-1/2 in. from headboard and footboard.
  - **NEVER** use with children.
  - **NEVER** use on toddler, bunk, water, electrical or inflatable beds, or on beds with mattress toppers or soft compressible pads.
  - **DO NOT USE** if bedside organizer is removed from rail.
- This product is under the jurisdiction of the FDA; to report problems or injuries, call 1-800-332-1088.

### **WARNING**

#### **ENTRAPMENT, STRANGULATION, SUFFOCATION AND FALL HAZARDS**

Gaps in and around this product can entrap and kill. People with Alzheimer's disease or dementia, or those who are sedated, confused, or frail, and are at increased risk of entrapment and strangulation. People attempting to climb over this product are at increased risk of injury or death from falls. Always make sure this product is properly secured to bed. If product can move away from bed or mattress, it can lead to entrapment and death.

### **WARNING**

#### **ENTRAPMENT, STRANGULATION, SUFFOCATION AND FALL HAZARDS**

If the strap provided is not properly secured the product may move into an unsafe position which increases the danger of entrapment. See instructions for proper use of the straps.

# English

## OVERVIEW

Thank you for choosing the Assista-Rail from HealthCraft. Please read and understand the instructions in this manual; keep manual for future reference. It is your responsibility to see that your Assista-Rail is properly assembled, installed, and cared for. Failure to follow instructions in this manual could result in serious injury or death. If you are not equipped to undertake the outlined work, we would recommend that you have your Assista-Rail installed by a qualified contractor. The Assista-Rail is a fixed bed rail. The Assista-Rail is intended ONLY for minimal vertical load bearing to provide bed positioning and seating support for people with reduced mobility. The Assista-Rail is intended for home use. The Assista-Rail is installed between the mattress and box spring, and is secured in place with a safety strap. The Assista-Rail is height adjustable to accommodate the thickness of the mattress. The maximum user weight for this product is 300lbs / 136kgs. Product is not intended to support full body weight. This product is not intended as a physical constraint or barrier to exiting the bed. The Assista-Rail is not to be used in any other way than described above.

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

Products are covered by a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship for the original purchaser. Warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, wood material and stain, or the use of corrosive or abrasive cleaning products. Buyer hereby indemnifies, agrees to hold harmless and defend HealthCraft Products Inc. from and against any and all liabilities, claims, (founded and unfounded), losses, damages, costs and expenses (including without limitation consequential damages and reasonable professional fees) resulting from buyers specification, application, or improper use of goods described hereon; buyers omission or neglect. HealthCraft Products Inc. does not assume any liability for damage resulting from services performed by others or faulty installation, misuse or misapplication of goods sold by HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. shall not be liable for prospective profits or special, indirect, or consequential damages, or for the cost of any corrective work done without HealthCraft Products Inc. prior approval. HealthCraft Products Inc. total liability hereunder shall in no event exceed the purchase price of the goods specified hereon. Specifications subject to change without notice.  
**Manufacturer:** HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, Canada, K1T 3T7. © 2024 HealthCraft Products Inc.

## DELIVERY CONTENTS / PARTS

### FIGURE A.

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Handle + Bag Assembly (x1) | 4. Back Tube (x1)    |
| 2. Upright Tube (x2)          | 5. Safety Strap (x1) |
| 3. Side Tube (x2)             | 6. Locking Pin (x4)  |

## SAFETY CONSIDERATIONS

### FIGURE B.

The Assista-Rail is intended to be used when the bed casters are locked.  
The Assista-Rail is intended for moderate vertical load bearing ONLY.  
The Assista-Rail is not intended for sideward (lateral) support.  
The Assista-Rail is not intended to support the full weight of an individual.  
The Assista-Rail is not intended for children to play or hang onto.  
The Assista-Rail is not to be used on electric or hospital style beds.  
The Assista-Rail is intended to be height adjustable to the mattress thickness. Select the appropriate position (P) for the mattress thickness.  
The Assista-Rail is intended to be placed as per following:  
(A) Side of bed rail must be at least 12.5" / 320mm from end of bed (B) Top of bed rail must be at least 4" / 102.5mm above top of mattress (C) Base of crossbar must be at least 3" / 76mm below top of mattress.

## ASSEMBLY

### FIGURE C.

1. Slide side tubes over back tube and engage spring locks.
2. Slide upright tubes into sides tubes and engage spring locks.
3. Slide handle assembly over upright tubes.
4. Set desired height, align holes and install locking pin.
5. P3 ONLY - cover exposed holes with additional locking pins (x2).

## INSTALLATION

### FIGURE D.

1. While laying in bed, note position of waistline.
2. Slide rail between box spring and mattress, in line with waistline.
3. Loop the strap between the rail and the angle iron of the bed frame.
4. Tighten strap to pull rail tight against the side of the bed. Ensure no gap between rail and mattress.

## TECHNICAL DATA

See Figure E.

## PRODUCT USAGE

See Figure F.

## ⚠️ AVERTISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ DU LIT

### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE PIÉGEAGE

Il existe un risque de coincement associé à toutes les aides à la mobilité de chevet. Le piégeage se produit lorsqu'une personne se retrouve coincée entre une barrière de lit et un autre objet (exemple : un matelas). Le piégeage peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Lisez et comprenez le document ci-joint sur les directives de prévention du piégeage. Consultez les directives supplémentaires de prévention du piégeage :


- [www.fda.gov/bedsafety](http://www.fda.gov/bedsafety)
- <https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/furniture-furnishings-and-decorations/adult-bed-rails>

AVANT L'INSTALLATION, examinez toutes les spécifications et instructions du produit pour vous assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité avec votre lit et votre matelas.

(a) Ce produit est équipé d'une sangle de sécurité fixée en permanence pour installer solidement le produit sur un cadre de lit en métal. NE JAMAIS retirer cette sangle de sécurité.

(b) Ce produit est destiné à être installé sur un cadre de lit en métal. N'utilisez jamais ce produit sans cadre de lit. N'utilisez jamais ce produit sur des lits réglables. (c) AVANT CHAQUE UTILISATION, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le produit et le côté du matelas. S'il y a un écart, le produit n'a pas été correctement installé. **Arrêtez immédiatement de l'utiliser si le produit change de sa position d'origine, si le produit est endommagé, cassé ou si des pièces sont manquantes.**

(d) L'utilisation de barrières de lit avec un matelas mou augmente le risque de coincement. Testez le matelas en appliquant 12 lb (5,4 kg) de poids sur le bord du matelas. Si le matelas peut se comprimer de 2" (51 cm), n'utilisez pas ce produit.



(e) Si le produit est utilisé dans un établissement de santé, suivez les politiques d'installation des établissements. Si ce produit n'est pas conforme à ces politiques, n'installez pas ce produit.

(f) Lorsque vous changez les draps, vérifiez toujours que le produit est installé correctement conformément aux instructions d'installation. Resserrez la sangle de sécurité pour éliminer l'espace entre le produit et le côté du matelas.

Pour toute question sur la sécurité ou l'installation du produit, ou en cas d'événement grave avec ce produit, contactez immédiatement HealthCraft au 1-888-619-9992. En plus de contacter directement le fabricant, les consommateurs doivent signaler les problèmes à la CPSC sur ce site Web : <https://www.saferproducts.gov/> ou appeler le 1-800-638-2772, ou à la FDA au 1-800-332-1088.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE PIÉGEAGE

NE JAMAIS utiliser le produit sans le fixer correctement au lit. Une installation incorrecte peut permettre au produit de s'éloigner du matelas, du cadre de lit et/ou des têtes ou pieds de lit, ce qui peut entraîner un piégeage et la mort.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE SUFFOCATION, D'ÉTRANGLEMENT, DE PIÉGEAGE

Si le produit est mal installé ou se déplace de sa position initiale, des espaces peuvent se produire, ce qui peut se coincer et entraîner la mort. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence ou d'autres troubles neurologiques, ou celles qui sont sous sédation, confuses ou fragiles, courent un risque accru de piégeage, d'étouffement et d'étranglement.

- NE JAMAIS utiliser à moins que le produit soit bien serré contre le matelas, sans espace et à au moins 12 1/2 po de la tête et du pied de lit.
  - NE JAMAIS utiliser avec des enfants.
  - NE JAMAIS utiliser sur des lits pour tout-petits, des lits superposés, à eau, électriques ou gonflables, ni sur des lits avec surmatelas ou coussinets souples et compressibles.
  - NE PAS UTILISER si l'organisateur de chevet est retiré du rail.
- Ce produit est sous la juridiction de la FDA ; pour signaler des problèmes ou des blessures, appelez le 1 800 332-1088.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### RISQUES DE PIÉGEEMENT, D'ÉTRANGLEMENT, DE SUFFOCATION ET DE CHÛTE

Les espaces dans et autour de ce produit peuvent piéger et tuer. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, ou celles qui sont sous sédation, confuses ou fragiles et courent un risque accru de piégeage et d'étranglement. Les personnes qui tentent de grimper sur ce produit courent un risque accru de blessures ou de décès par chute. Assurez-vous toujours que ce produit est correctement fixé au lit. Si le produit peut s'éloigner du lit ou du matelas, cela peut entraîner son piégeage et la mort.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### RISQUES DE PIÉGEEMENT, D'ÉTRANGLEMENT, DE SUFFOCATION ET DE CHÛTE

Si la sangle fournie n'est pas correctement fixée, le produit peut se déplacer dans une position dangereuse, ce qui augmente le risque de piégeage. Voir les instructions pour une utilisation correcte des sangles.



## APERÇU

Nous vous remercions d'avoir opté pour l'Assista-Rail de HealthCraft. Veuillez lire et comprendre les instructions du présent manuel; conservez-le pour référence ultérieure. Il est de votre ressort de vous assurer que votre Assista-Rail est correctement assemblée, installée et entretenue. À défaut d'observer les instructions du présent manuel, des blessures graves voire la mort pourraient en résulter. Si vous n'avez pas l'équipement pour entreprendre le travail décrit, nous vous conseillons de faire appel à un entrepreneur compétent pour l'installation de l'Assista-Rail. L'Assista-Rail est une rampe de lit fixe. L'Assista-Rail peut soutenir UNIQUEMENT une charge verticale minimale destinée à offrir un support pour les personnes à mobilité réduite devant se positionner ou s'asseoir dans le lit. L'Assista-Rail est conçue pour une utilisation à domicile. L'Assista-Rail s'installe entre le matelas et le sommier, et est fixée grâce à une sangle de sécurité. L'Assista-Rail s'ajuste en hauteur afin de convenir à l'épaisseur du matelas. Le poids maximal de l'utilisateur pour ce produit est de 300 lb/136 kg. Le produit n'est pas conçu pour supporter tout le poids corporel. Ce produit ne vise pas à être utilisé comme une contrainte physique ou un obstacle à la sortie du lit. L'Assista-Rail ne doit pas être utilisée en toute autre façon décrite ci-dessus.

## GARANTIE LIMITÉE À VIE

Les produits sont protégés par une garantie à vie contre les défauts, pièces et main-d'œuvre, pour l'acheteur initial. La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés en raison d'un abus, d'un dommage accidentel, d'une modification, d'une usure normale, non plus qu'elle s'applique aux matériaux en bois ou aux taches, ou suite à l'utilisation de produits d'entretien abrasifs et corrosifs. L'acheteur, par la présente, indemnise, accepte de garantir et de défendre HealthCraft Products inc. à l'égard de toutes responsabilités, réclamations (fondées et non fondées), pertes, dommages, coûts et dépenses (y compris, mais sans s'y limiter, des dommages consécutifs et des honoraires professionnels raisonnables) résultant de la spécification des acheteurs, une application ou une mauvaise utilisation des produits décrits ici; l'omission ou la négligence des acheteurs. HealthCraft Products inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de services rendus par d'autres parties ou suite une installation défectueuse, une mauvaise utilisation ou une mauvaise application des marchandises vendues par HealthCraft Products inc. HealthCraft Products inc. ne sera pas responsable pour les bénéfices potentiels ou dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, ou pour le coût des travaux correctifs réalisés sans l'approbation préalable de HealthCraft Products inc. La responsabilité totale de HealthCraft Products inc. en vertu des présentes ne doit en aucun cas excéder le prix d'achat des marchandises, tel que précisé aux présentes. Les caractéristiques peuvent faire l'objet de à changement sans préavis. **Fabricant:** HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, Canada, K1T 3T7. © 2024 HealthCraft Products Inc.

## LIVRAISON PIÈCES/CONTENU

FIGURE A.

1. Poignée + Organisateur de lit (x1)
2. Tube supérieur (x2)
3. Tube latéral (x2)
4. Tube arrière (x1)
5. Sangle de sécurité (x1)
6. Goupille de sécurité (x4)

## SÉCURITÉ

FIGURE B.

L'Assista-Rail est destinée à être utilisée lorsque les roulettes du lit sont verrouillées.

L'Assista-Rail est conçue UNIQUEMENT pour une charge verticale modérée.

L'Assista-Rail n'est pas conçue pour un support d'appui (latéral).

L'Assista-Rail n'est pas conçue pour soutenir le poids total de la personne.

L'Assista-Rail n'est pas conçue comme jeu pour enfants; les enfants ne doivent pas s'y suspendre.

L'Assista-Rail ne doit pas être utilisée avec un lit électrique ou d'hôpital.

L'Assista-Rail est destiné à être réglable en hauteur en fonction de l'épaisseur du matelas. Sélectionnez la position (P) appropriée à l'épaisseur du matelas.

L'Assista-Rail doit être installé comme suit: (A) Le côté de la barrière de lit doit être à au moins 12,5" / 320 mm de la tête du lit (B) Le haut de la barrière de lit doit être à un minimum 4" / 102,5 mm au-dessus du haut. du matelas (C) La base de la barre transversale doit être à un minimum de 3" / 76 mm sous le dessus du matelas.

## ASSEMBLAGE

FIGURE C.

1. Faire glisser les tubes latéraux dans le tube arrière et insérer dans les dispositifs de blocage (CLICK).
2. Faire glisser les tubes supérieurs dans les tubes latéraux et insérer dans les dispositifs de blocage (CLICK).
3. Faire glisser la poignée dans les tubes supérieurs.
4. Régler à la hauteur souhaitée, aligner les trous et insérer la goupille de sécurité.
5. P3 UNIQUEMENT - couvrez les trous exposés avec des goupilles de verrouillage supplémentaires (x2).

## INSTALLATION

FIGURE D.

1. En position couchée dans le lit, prendre note de la position de la taille.
2. Faire glisser la rampe entre le matelas et le sommier, en alignant à la position de la taille.
3. Faire une boucle avec la sangle entre la rampe et la cornière métallique de la base de lit.
4. Serrer la sangle pour serrer la rampe contre le côté du lit. Assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre le rail et le matelas.

## DONNÉES TECHNIQUES

Consulter la Figure E.

## UTILISATION DU PRODUIT

Consulter la Figure F.

## ⚠️ ADVERTENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA CAMA

### ⚠️ ADVERTENCIA

#### PELIGRO DE ATRAPAMIENTO

Existe un riesgo de atrapamiento asociado con todas las ayudas para la movilidad junto a la cama. El atrapamiento ocurre cuando una persona queda atrapada entre la barandilla de la cama y otro objeto (ejemplo: colchón). El atrapamiento puede provocar lesiones graves o la muerte. Lea y comprenda el documento adjunto Pautas para la prevención de atrapamientos. Consulte las pautas adicionales para la prevención de atrapamientos:

- [www.fda.gov/bedsafety](http://www.fda.gov/bedsafety)
- <https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/furniture-furnishings-and-decorations/adult-bed-rails>


ANTES DE LA INSTALACIÓN, revise todas las especificaciones e instrucciones del producto para asegurarse de que sea seguro usarlo con su cama y colchón.

(a) Este producto está equipado con una correa de seguridad fijada permanentemente para instalarlo de forma segura en el marco de una cama de metal. NUNCA retire esta correa de seguridad.

(b) Este producto está diseñado para instalarse en una estructura de cama de metal. Nunca utilice este producto sin una estructura de cama. Nunca utilice este producto en camas ajustables.

(c) ANTES DE CADA USO, asegúrese de que no haya espacios entre el producto y el costado del colchón. Si hay un espacio, el producto se instaló incorrectamente. **Deje de usarlo inmediatamente si el producto se desplaza de su posición original, si el producto está dañado, roto o le faltan piezas.**

(d) Aumente el riesgo de atrapamiento al utilizar barandillas de cama con un colchón blando. Pruebe el colchón aplicando 5,4 kg (12 lb) de peso en el borde del colchón. Si el colchón se puede comprimir 2" (51 cm), no utilice este producto.



(e) Si el producto se utiliza en un centro de atención, siga las políticas de instalación de las instituciones. Si este producto no cumple con esas políticas, no lo instale.

(f) Al cambiar la ropa de cama, confirme siempre que el producto esté instalado correctamente según las instrucciones de instalación. Vuelva a apretar la correa de seguridad para eliminar un espacio entre el producto y el costado del colchón.

Si tiene preguntas sobre la seguridad o la instalación del producto, o en caso de un evento grave con este producto, comuníquese con HealthCraft al 1-888-619-9992 de inmediato. Además de comunicarse directamente con el fabricante, los consumidores deben informar los problemas a la CPSC en este sitio web: <https://www.saferproducts.gov/> o llamar al 1-800-638-2772, o a la FDA al 1-800-332-1088.

### ⚠️ ADVERTENCIA

#### PELIGRO DE ATRAPAMIENTO

NUNCA utilice el producto sin asegurarlo adecuadamente a la cama. La instalación incorrecta puede permitir que el producto se aleje del colchón, el armazón de la cama y/o la cabecera o los pies, lo que puede provocar atrapamiento y muerte.

### ⚠️ ADVERTENCIA

#### PELIGRO DE ASFIXIA, ESTRANGULACIÓN, ATRAPAMIENTO

Si el producto se instala incorrectamente o se mueve desde su posición inicial, pueden producirse espacios que pueden quedar atrapados y provocar la muerte. Las personas con enfermedad de Alzheimer, demencia u otras afecciones neurológicas, o aquellas que están sedadas, confundidas o frágiles, corren un mayor riesgo de quedar atrapadas, asfixiadas y estranguladas.

- NUNCA lo use a menos que el producto esté apretado contra el colchón, sin espacios y al menos a 12-1/2 pulgadas de la cabecera y el pie de cama.
- NUNCA lo use con niños.
- NUNCA lo use en camas para niños pequeños, literas, acuáticas, eléctricas o inflables, ni en camas con cubrecolchones o almohadillas suaves comprimibles.
- NO LO USE si el organizador de cabecera está retirado del riel.

Este producto está bajo la jurisdicción de la FDA; Para informar problemas o lesiones, llame al 1-800-332-1088.

### ⚠️ ADVERTENCIA

#### PELIGROS DE ATRAPAMIENTO, ESTRANGULACIÓN, ASFIXIA Y CAÍDAS

Los espacios dentro y alrededor de este producto pueden atrapar y matar. Personas con enfermedad de Alzheimer o demencia, o aquellas que están sedadas, confundidas o frágiles y tienen mayor riesgo de quedar atrapadas y estranguladas. Las personas que intentan trepar por encima de este producto corren un mayor riesgo de sufrir lesiones o muerte por caídas. Asegúrese siempre de que este producto esté correctamente asegurado a la cama. Si el producto puede alejarse de la cama o el colchón, puede provocar atrapamiento y muerte.

### ⚠️ ADVERTENCIA

#### PELIGROS DE ATRAPAMIENTO, ESTRANGULACIÓN, ASFIXIA Y CAÍDAS

Si la correa proporcionada no está correctamente asegurada, el producto puede moverse a una posición insegura, lo que aumenta el peligro de quedar atrapado. Consulte las instrucciones para el uso adecuado de las correas.

## GENERAL

Gracias por elegir el Assista-Rail de HealthCraft. Lea y asegúrese de comprender las instrucciones de este manual, y guárdelo para referencia futura. Es su responsabilidad verificar que el Assista-Rail sea ensamblado, instalado y cuidado correctamente. Si no se siguen las instrucciones de este manual, podrían producirse como resultado lesiones graves o aun la muerte. Si usted no tiene los medios para realizar el trabajo que se describe, recomendamos que haga instalar el Assista-Rail por un contratista calificado.

El Assista-Rail es un barandal fijo para camas. El Assista-Rail se puede usar ÚNICAMENTE para soportar una carga vertical mínima, con el objetivo de ofrecer apoyo a las personas con movilidad reducida mientras se posicionan o se sientan en la cama. El Assista-Rail está destinado a su uso en el hogar. El Assista-Rail se instala entre el colchón y el somier, y se sujeta en su lugar con una correa de seguridad. La altura del Assista-Rail se ajusta para adaptarse al espesor del colchón. El peso máximo del usuario de este producto es de 300 lb/136 kg. El producto no está destinado a soportar el peso total del cuerpo. El Assista-Rail no debe usarse de ninguna otra forma fuera de lo antes descrito.

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de por vida por defectos en los materiales y la mano de obra, en beneficio del comprador original. La garantía excluye productos que hayan sido dañados por uso incorrecto, daño accidental, alteración, desgaste normal, materiales de madera y teñido, o el uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Por el presente, el comprador mantiene indemne y se manifiesta de acuerdo en liberar y defender a HealthCraft Products Inc. de toda responsabilidad, reclamo (fundado o infundado), pérdida, daño, costo y gasto (incluidos, sin que esto excluya otras posibilidades, los daños derivados y las costas profesionales razonables) que resulte de la especificación, la aplicación o el uso inapropiados de los productos que aquí se describen, como también de toda omisión o negligencia por parte del comprador. HealthCraft Products Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de los servicios prestados por otros, como tampoco de la instalación defectuosa, del uso incorrecto o de la aplicación incorrecta de los bienes vendidos por HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. no será responsable por los beneficios potenciales o los daños especiales, indirectos o derivados, ni por el costo de ninguna tarea correctiva realizada sin la previa aprobación de HealthCraft Products Inc. La responsabilidad total de HealthCraft Products Inc. en virtud del presente no será superior en ningún caso al precio de compra de los productos aquí especificados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **Manufacturer:** HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, Canada, K1T 3T7. © 2024 HealthCraft Products Inc.

## CONTENIDO ENTREGADO/ PIEZAS

## FIGURA A.

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Agarradera + Organizador de cama (x1) | 4. Tubo trasero (x1)         |
| 2. Tubo vertical (x2)                    | 5. Correa de seguridad (x1)  |
| 3. Tubo lateral (x2)                     | 6. Pasador de seguridad (x4) |

## SEGURIDAD

## FIGURA B.

El Assista-Rail ha sido concebido para usarse cuando las ruedas de la cama están trabadas.

El Assista-Rail ha sido concebido ÚNICAMENTE para soportar una carga vertical moderada.

El Assista-Rail no ha sido concebido como apoyo lateral.

El Assista-Rail no ha sido concebido para soportar todo el peso de una persona.

El Assista-Rail no ha sido concebido para que los niños jueguen o se cuelguen.

El Assista-Rail no debe usarse en camas eléctricas o del tipo de cama de hospital.

El Assista-Rail está diseñado para poder ajustarse en altura al grosor del colchón. Seleccione la posición adecuada (P) para el grosor del colchón.

El Assista-Rail está diseñado para colocarse de la siguiente manera: (A) El lado de la barandilla de la cama debe estar al menos a 12,5"/320 mm del extremo de la cama (B) La parte superior de la barandilla de la cama debe estar al menos a 4"/102,5 mm por encima de la parte superior del colchón (C) La base de la barra transversal debe estar al menos 3"/76 mm por debajo de la parte superior del colchón.

## ENSAMBLADO

## FIGURA C.

1. Deslice los tubos laterales sobre el tubo trasero hasta que se activen las trabas de resorte (CLICK).
2. Deslice los tubos verticales introduciéndolos en los tubos laterales hasta que se activen las trabas de resorte (CLICK).
3. Deslice la agarradera sobre los tubos verticales.
4. Regule a la altura deseada, alinee los orificios e introduzca el pasador de seguridad.
5. SOLO P3: cubra los orificios expuestos con pasadores de bloqueo adicionales (x2)

## INSTALACIÓN

## FIGURA D.


1. Con el paciente en la cama, observe la posición de la cintura.
2. Deslice el barandal entre el somier y el colchón, alineado con la cintura.
3. Pase la correa entre el barandal y el angular de hierro de la base de la cama.
4. Ajuste la correa para sujetar firmemente el barandal contra el costado de la cama. Asegúrese de que no haya espacios entre la barandilla y el colchón.

## DATOS TÉCNICOS

Consulte la Figura E.







## UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Consulte la Figura F.







# A




## MATTRESS THICKNESS:



**P1** 11-14" / 279-356mm










**P2** 13-16" / 330-406mm




**P3** 15-18" / 381-457mm

## PRODUCT PLACEMENT:







1




3




4





5




4



# E




**MAX**  
 300lbs / 136kg




FE / EVA / LDPE

1.50lbs / 0.68kg




FE / PA

0.70lbs / .32kg



FE / EVA / LDPE

0.80lbs / 0.36kg



FE / EVA / PA

4.10lbs / 1.86kg

# F

